

Biologista materiaali sisältävät näyteputket, kyvetit ja eppendorffputket

- ▶ palvelulaboratorion pakastimeen

Biologista materiaalia sisältävät pipetinkärjet ja pasteurpipetit

- ▶ biologisen jätteen astiaan

Puhtaat pipetinkärjet, pasteurpipetit ja eppendorffputket,

- ▶ energiajäteastiaan

Vinyylihansikkaat

- ▶ sekajäteastiaan

Puhtaat/pestyt lasiset reagenssipullot

- ▶ välinehuollon lasikeräykseen

Reagenssien jäämät

- ▶ viemäriin

Kalibraattoreiden ja kontrollien jäämät

- ▶ palvelulaboratorion pakastimeen



Biologista materiaalia sisältävät pipetinkärjet ja pasteurpipetit

- ▶ biologisen jätteen astiaan

Biologista materiaalia sisältävät eppendorffputket

- ▶ palvelulaboratorion pakastimeen

Puhtaat pipetinkärjet, pasteurpipetit ja eppendorffputket

- ▶ energiajäteastiaan

Puhdas lasi (ei kuitenkaan Borosilikaattilasi)

- ▶ välinehuollon lasikeräykseen

Vinyylihansikkaat

- ▶ sekajäteastiaan

Ota huomioon kemikaalien hävitys!



Biologista materiaalia sisältävät kapillaarit, pipetinkärjet ja verensivelyvalmisteet

- ▶ pöydillä oleviin biologisen jätteen astiaan

Puhtaat pipetinkärjet, pasteurpipetit ja eppendorffputket

- ▶ energiajäteastiaan

Puhtaat pestyt objektilasit ja peitinlasit (ei kuitenkaan borosilikaattilasi)

- ▶ välinehuollon lasinkeräykseen

Viinylihanskat ja tufferit

- ▶ sekajäteastiaan

Verensivelyvärjäyksen kemikaalit:

May-Grünwald, Giemsa ja Metanoli

- ▶ ongelmajätettä, kerätään omaan erilliseen astiaan

Reagenssin jäämät

- ▶ kaadetaan kaatoaltaaseen tai viemäriin



Viljelymaljat, joissa bakteeri kasvustoa

- ▶ kerätään kylähuoneessa olevaan astiaan ja autoklavoidaan

API-liuskat ja sokeriputket

- ▶ kerätään maitopurkkeihin ja viedään palvelulaboratorion pakasteeseen

Viljelysauvat ja –silmukat sekä värjätyt objektilasit

- ▶ pöydällä oleviin biologisen jätteen astiaan

Puhtaat/pestyt objektilasit (ei kuitenkaan borosilikaattilasi)

- ▶ välinehuollon lasikeräykseen

Subravitaali- ja virtsanäyteputket

- ▶ tyhjennetään kaatoaltaaseen ja laitetaan sekajäteastiaan

Vinyylhansikkaat ja virtsaliuskat

- ▶ sekajäteastiaan



Gramvärit

- Kristallivioletti ja Lugolinliuos
 - ▶ ongelmajätettä, kerätään omaan astiaan
- Safraniini
 - ▶ suuret määrät talteen, pienet määrät haihdutetaan

Neulat, lansetit ja kapillaarit

- ▶ keltaiseen roska-astiaan

Tufferit, verensokerimittarin liuskat ja Hb-mittarin kyvetit, vinyylihansikkaat, vanhat putket, paperipyyhkeet, laastarit, neulojen suojat ym.

- ▶ sekajäteastiaan

Näyteputket

- ▶ palvelulaboratorion pakastimeen

Kontaminoituneet holkit, staasit ja tyynynpäälliset

- ▶ välihuollon pöydälle

Virtsanäytepurkkien adapterit

- ▶ maitopurkkiin

