

## VERENSOKERIMITTARIN KÄYTTÖ

Ennen verensokerin mittausta pese ja kuivaa kädet huolellisesti!



Liuskalla toimiva verensokerimittari. Aseta testiliuska mittarin alapuolella olevaan sille sopivaan kohtaan ja mittari käynnistyy.



Paina lansettikynä sormenpäästä vasten ja laukaise se painamalla lansettikynän päästä.



Purista sormenpäätä veripisara ja pyyhi ensimmäinen pisara pois paperilla ja purista uusi veripisara mittausta varten.



Mittarin näyttäessä testiliuskan ja veripisaran kuvaa, kosketa veripisaraa testiliuskan keltaisen alueen etureunalla. Kun tiimalasi alkaa vilkkua, on verta tarpeeksi. Mittaustulos ilmestyy näyttöön.



## Testikasetilla toimiva verensokerimittari

Ennen verensokerin mittausta pese ja kuivaa kädet huolellisesti!



Avaa kuvassa vasemmalla näkyvä mittarin kärjen suojus liuttamalla sitä ylöspäin. Mittari käynnistyy. Paina lansettikynä sormenpäästä vasten ja laukaise se painamalla lansettikynän päätä.



Imeytä veripisara testialueen keskelle.  
Kosketa veripisaraa testialueella hellävaraisesti.

Mittaus on valmis noin 5 sekunnin kuluttua ja lukema ilmestyy mittarin näytölle. Mittari sammuu sulkiessa kärjen suojuksen.

